


INSTRUÇÕES PARA TROCA DO TUBO DE MOLDES AURICULARES



Nome:


R.G.:

Tipo de molde:



Os moldes auriculares são peças fundamentais para conduzir o som amplificado para o seu sistema auditivo. Este tutorial apresenta o passo-a-passo para você mesmo realizar a troca dos tubos plásticos na sua casa.

Cuide bem dos seus moldes auriculares.



SUGESTÃO:

Se puder, tire uma foto do seu próprio molde antes da troca do tubo para ver a posição certa antes de colocar o novo tubo.

tubo do
molde

entrada do
molde


saída do
molde



A

PARA RETIRAR O TUBO ANTIGO


Retire o tubo do molde com a ajuda de um alicate não cortante ou puxando com a mão.



B



PARA PREPARAR O TUBO NOVO

Deixe um lado do tubo mais fino cortando com uma tesoura para facilitar a inserção na abertura.




PARA COLOCAR O TUBO NOVO NO MOLDE

Insira a ponta mais fina do
tubo novo no furo do molde.




Vá puxando do outro lado com a ajuda do alicate ou usando os dedos.




LEMBRE-SE:

Colocar o novo tubo já na posição correta, com a outra ponta para cima.



IMPORTANTE:

A curva do novo tubo deve estar bem aproximada do molde.




Corte a ponta que sobrou na saída da abertura do molde. sugerimos o uso de um estilete.




IMPORTANTE:

Não deixe arestas para fora, o tubo tem que ficar rente à abertura, por isso, sugerimos o uso de um estilete.




Use o tubo antigo como medida para cortar a altura do novo tubo.

1



2




DICAS PARA CONSERVAR O SEU MOLDE AURICULAR:

- mantenha sempre bem limpo, lavando conforme as orientações do fonoaudiólogo (água corrente, escova e sabão neutro, secagem imediata).
- evite retirar o molde da orelha puxando pelo tubo, isso evitará que este escape.
- sempre que os tubos de plástico estiverem ressecados, partidos ou com perfurações, o tubo deve ser trocado.
- se precisar de ajuda para trocar os tubos, peça ajuda de um familiar.
- guarde este tutorial em local de fácil acesso para você não perder tempo em procurá-lo quando precisar trocar os tubos plásticos do seu molde auricular.



**Assista ao vídeo com os passos para
a troca dos tubos por meio do link:**
<https://youtu.be/r3O013wBNzo>

Ou através do código abaixo:



REALIZAÇÃO

Departamento de Fonoaudiologia

Conteúdo

Fga. Dra. Patrícia Danieli Campos

Coordenação

Profa. Dra. Adriane Lima Mortari Moret

Projeto Gráfico

Camila Medina

(Tecnologia Educacional)

Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos
Diretor FOB-USP

Prof. Dr. Guilherme dos Reis Pereira Janson
(in memorian)

Vice-Diretor FOB-USP e Presidente da Comissão
Gestora do Convênio SUS da FOB-USP

(Gestão 2018-2022)



Universidade de São Paulo
Faculdade de Odontologia de Bauru